

## FR - Notice d'utilisation Clipp®

**ATTENTION** le dispositif de sevrage Clipp® ne doit pas être utilisé sur une autre tétine que celle qui est fournie dans le kit et certifiée compatible.
**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE**

CLIPP® est un dispositif médical CE de prévention Orthodontique dès 2 ans, sans BPA (bisphénol A), composé d'une tétine et de 5 collerettes identiques, l'ensemble de ces 6 éléments est destiné au sevrage complet de la tétine en 30 jours (minimum).


Il est basé sur le principe de paliers pour un sevrage en douceur, au rythme de l'enfant et sans marche arrière possible. **Bien suivre le mode d'emploi ci-dessous.**

**Le dispositif CLIPP® est composé de :** 1 tétine, 5 collerettes de sevrage (identiques) et une notice détaillée.

**Indications thérapeutiques :** ce dispositif s’adresse aux enfants qui présentent des signes de dépendance à la tétine ou dont les parents souhaitent stopper son usage. Il peut être utilisé à partir de 2 ans, recommandé dans la période idéale autour de 3 ans et fortement conseillé dans le cas de succion tardive non nutritive après 3 ans et demi.

**Contre Indication :** La tétine Clipp ne doit pas être croquée. Si l'enfant croque sa tétine, il y a un fort risque de détérioration du dispositif non adapté à cet usage (prévu pour une succion tardive). Nous conseillons de lui proposer des objets de mastication plus adaptés ou un bilan oro-myo-fonctionnel afin de trouver l'origine de la problématique.

**Mode d'emploi :** Pour chacune des étapes suivantes vous pouvez doubler le temps conseillé si nécessaire en fonction du rythme de votre enfant ou juste ralentir à certaines étapes en respectant un maximum global de 60 jours.



**ATTENTION TOUTES LES ÉTAPES (1 à 6) DOIVENT ÊTRE FAITES ET CONTRÔLÉES PAR UN ADULTE.**

**Pour la sécurité de l'enfant :** une fois clipsées les collerettes ne se démontent plus.

1-Laver à l'eau chaude les 6 éléments avant utilisation : la tétine et les 5 collerettes de sevrage, (toutes identiques)

Remplacer la/les tétine(s) de l'enfant par la/les tétine(s) Clipp® seules SANS le dispositif de sevrage (sans collerette) puis attendre 2 à 3 jours pour passer à l'étape 2 ci-dessous.

La tétine est alors une tétine semblable aux autres tétines du marché mais il est impératif de supprimer toutes les autres tétines à disposition de l'enfant. Il est également conseillé l'arrêt de toutes sources de suctions comme le biberon, doudou et autre pour ne pas compromettre le sevrage.

2-Ajouter la première collerette (pas de sens particulier pour cette première mais il y aura un sens à partir de la suivante)

Il est important de bien enclencher LES 3 CLIPS de la première collerette sur la tétine de base. La tétine + la collerette 1 forment un ensemble non démontable dont l'embout de succion est plus court d'environ 4 mm. Cet ensemble va permettre d'amorcer la phase de sevrage. Attendre 7 jours puis passer à l'étape 3 ci-dessous.

3-Ajouter la deuxième collerette ATTENTION : IL Y A UN SENS !! Voir le dessin au verso ou la vidéo en lien : QR code.

Il est important de bien enclencher les 3 clips de la deuxième collerette dans les 3 trous RONDs disponibles de la collerette précédente. La tétine + les collerettes 1 et 2 forment un ensemble non démontable dont l'embout de succion est un peu plus court. Attendre 7 jours minimum puis passer à l'étape 4 ci-dessous.

4-Ajouter la collerette suivante selon le même principe au rythme de l'enfant. ATTENTION AU SENS voir dessin au dos / Il est important de bien enclencher les 3 clips de cette nouvelle collerette dans les 3 trous RONDs disponibles de la collerette précédente déjà en place. La tétine + les collerettes forment un nouvel ensemble non démontable réduisant l'embout de succion toujours plus. Attendre 7 jours minimum puis passer à l'étape 5 ci-dessous (prenez votre temps, l'étape suivante est plus difficile pour l'enfant, il est important d'aller à son rythme).

5-Renouveler l'étape 4 pour la collerette suivante. À cette étape, la tétine Clipp® devient très compliquée à conserver dans la bouche, l'enfant l'abandonne peu à peu de lui-même. Attendre 7 jours puis passer à l'étape 6 ci-dessous.

6-Fixer la dernière collerette (cinquième) selon le même principe. L'enfant ne peut plus utiliser la tétine, elle est « verrouillée », mais il peut la conserver pour dormir au même titre qu'une peluche ou décider de la jeter pour

marquer officiellement l'arrêt définitif.

Félicitations ! Le sevrage est terminé, c'est un succès !

**En cas d'utilisation simultanée de plusieurs dispositifs Clipp® : les étapes 1 à 6 du mode d'emploi doivent être faites en même temps sur toutes les tétines.**

D'un point de vue orthodontique ainsi que pour cette tétine de sevrage nous conseillons d'essayer de limiter l'utilisation de la tétine à des moments précis comme au moment du coucher, lors de la sieste ou lors de gros chagrins par exemple. L'usage ne doit pas être systématique, le sevrage complet en dépend.

En cas de réflexe nauséeux avant 3 ans, la première collerette peut être ajoutée immédiatement pour réduire la longueur de l'embout de succion, (étapes 1 + 2). Si votre enfant à tendance à croquer et abîmer les tétines, il risque de faire de même avec la tétine Clipp®, vous pouvez sensibiliser l'enfant et prévoir un deuxième kit pour pouvoir finir le sevrage.

**ATTENTION !** Avant chaque utilisation, examinez soigneusement la sucette et tirez-la dans tous les sens. Jetez-la ou moindre signe de détérioration ou de fragilité. Un adulte doit contrôler régulièrement que l'embout de succion n'est pas abîmé et que les clips qui maintiennent les collerettes en place ne soient pas cassés.

Les collerettes ne doivent pas pouvoir être enlevées une fois mises en place correctement.

S'il devait arriver que l'enfant ait un jour la sucette entière dans la bouche surtout NE PANIQUEZ PAS - la sucette ne peut pas être avalée, elle est fabriquée de sorte à ne pas être un danger pour votre enfant. Retirez la sucette avec beaucoup de précaution.

Ne pas laver au lave-vaisselle, ne pas désinfecter en autocuiseur, risque de dommage matériel par les détergents ou par réchauffement irrégulier. Ne pas exposer une sucette directement au soleil ou à la chaleur et ne pas laisser non plus dans un produit désinfectant (« solution de stérilisation ») pendant plus longtemps que la durée recommandée car cela pourrait fragiliser la sucette. Ne pas laisser tremper dans des produits alimentaires sucrés ou solutions médicales, risque de caries et/ ou dommage matériel ! Lavez régulièrement à l'eau chaude le dispositif durant toute la phase de sevrage, vous pouvez utiliser un petit goupillon pour nettoyer entre les collerettes.

-----

**Pour la sécurité de votre enfant AVERTISSEMENTS !**

Le produit ne doit pas être attaché avec un lien autour du cou, ne jamais l'attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Seulement si besoin, utiliser un attache-tétine, veillez à ce qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur (norme EN 12586), de 22 cm maximum, ne jamais rallonger l'attache tétine ! Éviter d'attacher une peluche à la tétine pour limiter les forces exercées sur les dents et limiter ainsi les malocclusions.

-----

Produit CE - l'ensemble des 6 éléments est certifié 0% BPA (bisphénol A) conformément à la réglementation en vigueur - dès 2 ans.

La tétine seule (élément principal) est certifiée conforme : DIN EN 1400/2013 +A2:2018 Articles de puériculture – Sucette pour bébés et jeunes enfants - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai. DIN EN 71-3:2019 +A1:2021 Sécurité des jouets - Partie 3 : Migration de certains éléments.

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 (REACH) du parlement européen et du conseil du 18 décembre 2006, y compris ses modifications.

Recommandation de l'institut allemand d'évaluation des risques - Recommandation XV, silicone



## DE - Gebrauchsanweisung Clipp®


**ACHTUNG:** Die Clipp® Entwöhnungshilfe darf nur an dem im Set enthaltenen und als kompatibel zertifizierten Schnuller verwendet werden.
**DIE PACKUNGSBEILAGE AUFMERKSAM LESEN**

CLIPP® ist ein Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung zur kieferorthopädischen Prävention ab 2 Jahren. Es ist frei von BPA (Bisphenol A) und besteht aus einem Schnuller und 5 identischen Schilden. Diese 6 Elemente sind für die vollständige Entwöhnung vom Schnuller in einem Zeitraum von (mindestens) 30 Tagen bestimmt. Das Produkt funktioniert nach einem Stufenprinzip für eine sanfte Entwöhnung im Rhythmus des Kindes, bei der keine Rückschritte möglich sind. **Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen.**

**Die CLIPP® Entwöhnungshilfe besteht aus:** 1 Schnuller, 5 Entwöhnungsschilden (identisch) und einer ausführlichen Anleitung.
**Therapeutische Indikationen:** Diese Entwöhnungshilfe ist für Kinder gedacht, die Anzeichen einer Abhängigkeit vom Schnuller aufweisen oder deren Eltern den Gebrauch des Schnullers einstellen möchten. Sie kann ab dem Alter von 2 Jahren verwendet werden. Das empfohlene Alter für die Verwendung beträgt ca. 3 Jahre. Im Falle von spätem Nuckeln, das nicht im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme steht, wird die Verwendung ab dreieinhalb Jahren dringend empfohlen.

**Kontraindikation:** Die Clipp Entwöhnungshilfe darf nicht zum Beißen verwendet werden. Wenn das Kind auf den Schnuller beißt, besteht ein hohes Risiko, dass das Produkt beschädigt wird, da es nicht zu diesem Zweck bestimmt ist (vorgesehen zur Entwöhnung bei spätem Nuckeln). Wir empfehlen, dem Kind geeigneterer Objekte zum Beißen anzubieten oder eine oro-myofunktionelle Untersuchung vorzunehmen, um die Ursache des Problems zu bestimmen.

**Gebrauchsanweisung:** Sie können die empfohlene Zeit für jeden der folgenden Schritte bei Bedarf verdoppeln, um sich an das Tempo Ihres Kindes anzupassen, oder nur einzelne Schritte verlängern. Insgesamt sollten bei der Entwöhnung 60 Tage nicht überschritten werden.



**ACHTUNG: ALLE SCHRITTE (1 bis 6) MÜSSEN VON EINEM ERWACHSENEN DURCHFÜHRT UND ÜBERWACHT WERDEN.**

Zur Sicherheit des Kindes können die angeklipsten Schilde nach dem Einrasten nicht mehr entfernt werden.

1-Die 6 Teile vor der Verwendung mit warmem Wasser waschen: den Schnuller und die 5 Entwöhnungsschilde (alle identisch)

Den/die Schnuller des Kindes durch einen oder mehrere Clipp® Schnuller ersetzen. Zunächst OHNE den Entwöhnungsschild. Dann 2 bis 3 Tage warten und mit Schritt 2 unten fortfahren.

So ähnelt der Schnuller anderen marktüblichen Schnullern. Es dürfen jedoch keine anderen Schnuller, die dem Kind sonst zur Verfügung stehen, verwendet werden. Zudem ist es ratsam, alle Gegenstände zum Nuckeln wie Flasche, Kuscheltier und andere zu entfernen, um die Entwöhnung nicht zu gefährden.
2-Den ersten Schild hinzufügen (keine besondere Richtung, erst ab dem nächsten Schild muss eine bestimmte Richtung beachtet werden)

Es ist wichtig, dass DIE 3 CLIPS des ersten Schilds auf dem Basisschnuller richtig einrasten. Der Schnuller + der Schild Nr. 1 bilden eine nicht auseinandernehmbare Einheit mit einem um ca. 4 mm verkürzten Saugteil. Mit dieser Konfiguration wird die Entwöhnungsphase eingeleitet. 7 Tage warten und dann mit Schritt 3 unten fortfahren.

3-Den zweiten Schild hinzufügen ACHTUNG: DIE RICHTUNG BEACHTEN! Siehe Zeichnung auf der Rückseite oder das verlinkte Video: QR-Code.

Es ist wichtig, dass Sie die 3 Clips des zweiten Schilds in die 3 RUNDEN Löcher des vorherigen Schilds einrasten lassen. Der Schnuller + die Schilde Nr. 1 und 2 bilden eine nicht auseinandernehmbare Einheit mit einem verkürzten Saugteil. Mindestens 7 Tage warten und dann mit Schritt 4 unten fortfahren.

4-Den nächsten Schild nach demselben Prinzip im Rhythmus des Kindes hinzufügen. AUF DIE RICHTUNG ACHTEN, siehe Zeichnung auf der Rückseite / Es ist wichtig, dass Sie die 3 Clips dieses neuen Schilds in die 3 RUNDEN Löcher des bereits vorhandenen vorherigen Schilds einrasten lassen. Der Schnuller + die Schilde bilden eine neue, nicht auseinandernehmbare Einheit mit einem immer weiter verkürzten Saugteil. Mindestens 7 Tage warten und dann zu Schritt 5 unten übergehen. (Lassen Sie sich Zeit, denn der nächste Schritt ist für das Kind schwieriger. Es ist wichtig, dass Sie in seinem Rhythmus vorgehen).

5-Wiederholen Sie Schritt 4 für den nächsten Schild. In dieser Phase wird

es sehr kompliziert, den Clipp® Schnuller im Mund zu behalten, und das Kind gibt allmählich von selbst auf. 7 Tage warten und dann mit Schritt 6 unten fortfahren.

6-Den letzten (fünften) Schild nach demselben Prinzip befestigen. Das Kind kann den Schnuller nicht mehr verwenden, er ist „gesperrt“. Es kann ihn jedoch weiterhin wie ein Kuscheltier zum Schlafen behalten, oder wegwerfen, um die Entwöhnung offiziell zu markieren.

Herzlichen Glückwunsch! Die Entwöhnung ist erfolgreich abgeschlossen!

**Bei gleichzeitiger Verwendung von mehreren Clipp® Entwöhnungshilfen müssen die Schritte 1 bis 6 der Gebrauchsanweisung bei allen Schnullern gleichzeitig durchgeführt werden.**

Aus kieferorthopädischer Sicht sowie für diesen Entwöhnungsschnuller empfehlen wir, den Gebrauch des Schnullers auf bestimmte Zeiten zu beschränken, zum Beispiel vor dem Schlafengehen, während des Mittagsschlafs oder wenn viele Tränen fließen. Er sollte nicht systematisch verwendet werden, da die vollständige Entwöhnung davon abhängt.

Bei einem Würgerereflex vor dem 3. Lebensjahr kann der erste Schild sofort hinzugefügt werden, um das Saugteil zu verkürzen (Schritte 1 + 2). Wenn das Kind dazu neigt, auf seinem Schnuller zu beißen und ihn zu beschädigen, wird es dies möglicherweise auch mit dem Clipp® Schnuller tun. Sie können das Kind sensibilisieren und ein zweites Set einplanen, um die Entwöhnung erfolgreich abzuschließen.

**ACHTUNG!** Untersuchen Sie den Schnuller vor jedem Gebrauch sorgfältig und ziehen Sie ihn in alle Richtungen. Werfen Sie ihn beim geringsten Anzeichen von Beschädigung oder Brüchigkeit weg. Ein Erwachsener sollte regelmäßig kontrollieren, dass das Saugteil nicht beschädigt ist und dass die Clips, mit denen die Schilde fixiert werden, nicht kaputt sind. Die Schilde dürfen nach der korrekten Befestigung nicht entfernt werden. KEINE PANIK, falls das Kind einmal den ganzen Schnuller im Mund hat. Es kann den Schnuller nicht verschlucken, er ist so konzipiert, dass er keine Gefahr für das Kind darstellt. Ziehen Sie ihm den Schnuller vorsichtig aus dem Mund. Nicht in der Spülmaschine reinigen, nicht im Dampfkochtopf desinfizieren, Gefahr von Materialschäden durch Reinigungsmittel oder unregelmäßiges Erhitzen. Setzen Sie einen Schnuller nicht direkt der Sonne oder Hitze aus und legen Sie ihn auch nicht länger als empfohlen in ein Desinfektionsmittel („Sterilisationslösung“), da dies den Schnuller brüchig machen kann. Nicht in zuckerhaltigen Lebensmitteln oder medizinischen Lösungen einweichen, Gefahr von Karies und/oder Materialschäden! Die Entwöhnungshilfe während der gesamten Entwöhnungsphase regelmäßig mit warmem Wasser waschen. Sie können eine kleine Bürste verwenden, um sie zwischen den Schilden zu reinigen.

-----

**Für die Sicherheit Ihres Kindes WARNHINWEISE!**

Das Produkt darf nicht mit einem Band um den Hals gebunden werden, niemals an Kordeln, Bändern, Schnürsenkeln oder losen Kleidungsstücken befestigen. Nur bei Bedarf eine Schnullerkette verwenden, darauf achten, dass diese den geltenden Vorschriften entspricht (Norm (EN 12586) und maximal 22 cm lang ist. Die Schnullerkette niemals verlängern! Kein Stoffier am Schnuller befestigen, um die Kraft, die auf die Zähne ausgeübt wird, zu begrenzen und Zahnfehlstellungen zu vermeiden.

-----

CE-Produkt – alle 6 Elemente sind als 100 % BPA-frei (Bisphenol A) zertifiziert, gemäß den geltenden Vorschriften – ab 2 Jahren.

Der Schnuller allein (Hauptelement) ist konform mit: DIN EN 1400/2013 +A2:2018 Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Schnuller für Säuglinge und Kleinkinder - Allgemeine Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren. DIN EN 71-3:2019 +A1:2021 Sicherheit von Spielzeug - Teil 3: Migration bestimmter Elemente.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006, einschließlich ihrer Änderungen. Produkt vertrieben von: Biomimetik 2 bis rue des Marettes 28320 Ymeray Gebrauchsanweisung v7 11.2023

Empfehlung des Deutschen Instituts für Risikobewertung - Empfehlung XV, Silikon



## EN - Clipp® user instructions

**PLEASE NOTE** the Clipp® weaning device must not be used on any child's dummy other than the one provided in the kit and certified as compatible.
**PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY**


CLIPP® is a CE medical device for Orthodontic prevention from 2 years of age, without BPA (bisphenol A), consisting of a dummy and 5 identical shields; all of these 6 elements are intended to completely wean the child off the dummy in 30 days (minimum). It is based on the principle of gentle weaning in stages, at the child's own pace and with no going back. **Please follow the instructions below closely.**

**The CLIPP® device consists of:** 1 dummy, 5 weaning shields (identical) and detailed instructions.

**Therapeutic indications:** this device is intended for children who show signs of dependency on the dummy or whose parents wish to stop it from being used. It can be used from 2 years of age, is recommended in the ideal period of around 3 years of age and is strongly recommended in cases of late non-nutritive sucking after 3 and a half years of age.

**Contraindication:** The Clipp dummy should not be chewed. If the child chews his/her dummy, there is a significant risk of damage to the device, which is not suited for this use (intended for late sucking). We advise offering the child objects that are more suitable for chewing or an orno-my functional assessment in order to find the origin of the problem.

**Instructions for use:** For each of the following stages you can double the recommended time if necessary depending on your child's pace or just slow down at certain stages whilst adhering to an overall maximum of 60 days.



**PLEASE NOTE ALL STAGES (1 to 6) MUST BE MANAGED AND CONTROLLED BY AN ADULT.**

**For the safety of the child:** once they are clipped on, the shields can no longer be removed.

1-Wash the 6 elements in hot water before use: the dummy and the 5 weaning shields, (all identical)

Replace the child's dummy(ies) with the Clipp® dummy(ies) only WITHOUT the weaning device (without shield) then wait 2 to 3 days before moving on to stage 2 below.

At this point the dummy is similar to other dummies on the market but it is imperative to remove all other dummies available to the child. Stopping all sources of sucking, such as the bottle, comforter or other items is also recommended, in order not to hinder the weaning process.

2-Add the first shield (no particular orientation for this first one but there will be a specific methodology starting from the next one)

It is important to ensure that THE 3 CLIPS of the first shield are securely locked onto the base dummy. The dummy + shield 1 form a non-separable unit whose sucking teat is approximately 4 mm shorter. This unit will enable the weaning phase to begin. Wait 7 days then proceed to stage 3 below.

3-Add the second shield PLEASE NOTE: THERE IS A SPECIFIC WAY OF DOING THIS! See the graphic on the reverse side or the linked video: QR code.

It is important to securely lock the 3 clips of the second shield into the 3 ROUND available holes of the previous shield. The dummy + shields 1 and 2 form a non-separable unit whose sucking teat is a little shorter. Wait for a minimum of 7 days then proceed to stage 4 below.

4-Add the next shield using the same principle, at the child's own pace. PLEASE NOTE THE METHODOLOGY see the graphic on the reverse side / It is important to securely lock the 3 clips of this new shield into the 3 ROUND available holes in the previous shield already in place. The dummy + the shields form a new non-separable unit reducing the sucking teat still further. Wait for a minimum of 7 days then proceed to stage 5 below (take your time, the next stage is more difficult for the child, it is important to proceed at the child's own pace).

5-Repeat stage 4 for the next shield. At this stage, it becomes very complicated for the child to keep the Clipp® dummy in the mouth, and the child gradually abandons it on his/her own. Wait 7 days then proceed to stage 6 below.

6-Fix the last shield (fifth) using the same principle. The child can no longer use the dummy, it is "locked", but he may keep it for sleeping in the same way as a soft toy or decide to throw it away to officially mark the definitive end.

Congratulations! The weaning has finished, it's a success!

**If using several Clipp® devices simultaneously: stages 1 to 6 of the instructions should be done at the same time on all the dummies.**

From an orthodontic point of view as well as for this weaning dummy we advise trying to limit the use of the dummy to specific times such as at bedtime, during a nap or during periods when the child is very agitated, for example. It should not be used systematically; completion of the weaning process depends on this.

In the event of a gag reflex before 3 years of age, the first shield can be added immediately to reduce the length of the sucking teat (stages 1 + 2). If your child has a tendency to chew and damage dummies, he risks doing the same with the Clipp® dummy; you can try and train the child and provide a second kit to be able to complete the weaning.

**PLEASE NOTE!** Before each use, carefully examine the dummy and pull it in all directions. Discard it if there is the slightest sign of deterioration or fragility. An adult should regularly check that the sucking teat is not damaged and that the clips which hold the shields in place are not broken. The shields should not be removable once correctly installed.

If one day you find that the child has the whole dummy in his/her mouth, DO NOT PANIC - the dummy cannot be swallowed, it is manufactured so as not to be a danger to your child. Remove the dummy very carefully.

Do not wash in the dishwasher, do not disinfect in a pressure cooker - there is a risk of material damage from detergents or from uneven heating. Do not expose a dummy directly to sunlight or to heat and do not leave it in a disinfectant product ("sterilisation solution") for longer than the recommended time as this could weaken the dummy. Do not soak in sugary food products or medical solutions - there is a risk of cavities and/ or material damage!

**Wash the device regularly with hot water throughout the weaning phase; you can use a small bottle brush to clean between the shields.**

-----

**For your child's safety - WARNINGS!**

The product must not be attached with anything around the neck; never attach it to cord, ribbon, string or items of loose clothing.

Only if necessary, use a dummy clip; ensure that it complies with the regulations currently in force (standard EN 12586), 22 cm maximum, never extend the dummy clip!

Avoid attaching a soft toy to the dummy in order to limit the forces exerted on the teeth and so limit malocclusions.

-----

CE product - all 6 elements are certified 0% BPA (bisphenol A) in compliance with current regulations - from 2 years of age.

The dummy alone (main element) is certified compliant: BS EN 1400/2013+A2:2018 Child use and care articles - Soothers for babies and young children - Safety requirements and test methods. BS EN 71-3:2019+A1:2021 Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements.

REGULATION (EC) No. 1907/2006 (REACH) of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, including its amendments.

device distributed by: Biomimétik 2 bis rue des Marettes 28320 Ymeray instruction notice v7 11.2023

Recommendation of the German Federal Institute for Risk Assessment - Recommendation XV, silicone



## ES - Instrucciones de uso de Clipp®

**ATENCIÓN** el dispositivo de deshabitación no se debe utilizar con un chupete que no sea el que viene en el kit, que cuenta con certificado de compatibilidad.
**LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES**


CLIPP® es un dispositivo médico CE de prevención Ortodóncia a partir de los 2 años, no contiene BPA (bisfenol A), consta de un chupete y de 5 escudos idénticos. Este conjunto de 6 elementos se utiliza para la deshabitación total del chupete en un plazo de 30 días (mínimo). Se basa en el principio del escalonamiento para una deshabitación sin brusquedades, al ritmo del niño y sin posibilidad de dar marcha atrás.
**Siga minuciosamente el modo de empleo descrito a continuación.**

**El dispositivo CLIPP® consta de:** 1 chupete, 5 escudos de deshabitación (idénticos) y unas instrucciones detalladas

**Indicaciones terapéuticas:** este dispositivo está destinado a niños que presentan signos de dependencia del chupete, o cuyos padres desean que dejen de usarlo. Se puede utilizar a partir de los 2 años, se recomienda como período ideal la edad en torno a los 3 años y se recomienda encarecidamente en caso de succión tardía no nutritiva después de los 3 años y medio.

**Contraindicación:** No hay que morderse el chupete Clipp. Si el niño mordisquea su chupete, hay un alto riesgo de que el dispositivo sufra daños, no es adecuado para este uso (pensado para una succión tardía). Recomendamos que le propongan objetos de masticación más adecuados o que realicen un estudio orofacial- miofuncional para encontrar el origen del problema.

**Modo de empleo:** Para cada una de las etapas siguientes, si lo necesita, puede multiplicar por dos el tiempo recomendado dependiendo del ritmo de su hijo o simplemente ir más despacio en ciertas etapas, respetando el máximo global de 60 días.



**ATENCIÓN, TODAS LAS ETAPAS (1 A 6) DEBE REALIZARLAS Y CONTROLARLAS UN ADULTO.**

**Por motivos de seguridad del niño, los escudos no se pueden desmontar una vez que se enganchan.**

1-Lave con agua caliente los 6 elementos antes de su uso: el chupete y los 5 escudos de deshabitación, (todos idénticos)
Sustituya el/los chupete(s) del niño por el/los chupete(s) Clipp® solos SIN el dispositivo de deshabitación (sin escudo) y luego espere 2 a 3 días para pasar a la etapa 2 descrita a continuación.

El chupete es parecido a otros chupetes comercializados, pero es obligatorio eliminar todos los demás chupetes que tenga el niño a su disposición. Asimismo, se aconseja detener todas las demás fuentes de succión como el biberón, muñeco de apego y demás para no poner en peligro la deshabitación.

2-Añada el primer escudo (no hay que hacerlo en ninguna dirección en particular con este primero pero habrá una dirección a respetar a partir del siguiente). Es importante que LOS 3 enganches del primer escudo queden bien encajados en el chupete de base. El chupete + el escudo 1 forman un conjunto no desmontable cuya tetina es aproximadamente 4 mm más corta. Este conjunto se utiliza para iniciar la fase de deshabitación. Espere 7 días y, a continuación, proceda a la etapa 3 descrita a continuación.

**3-Añada el segundo escudo ATENCIÓN: ¡¡HÁGALO EN EL SENTIDO INDICADO!!** Véase el dibujo al dorso o el enlace de vídeo: Código QR.

Es importante encajar los 3 enganches del segundo escudo en los 3 agujeros REDONDOS disponibles en el escudo anterior. El chupete + los escudos 1 y 2 forman un conjunto no desmontable cuya tetina es un poco más corta. Espere al menos 7 días y, a continuación, proceda a la etapa 4 descrita a continuación.

4-Añada el siguiente escudo utilizando el mismo método, al ritmo del niño.
**ATENCIÓN A LA DIRECCIÓN** ver dibujo al dorso / Es importante encajar los 3 enganches de este nuevo escudo en los 3 agujeros REDONDOS disponibles en el escudo anterior ya acoplado. El chupete + los escudos forman un nuevo conjunto no desmontable que acorta cada vez más la tetina. Espere al menos 7 días y, a continuación, proceda a la etapa 5 (tómese su tiempo, el siguiente paso es más difícil para el niño, es importante ir a su ritmo).
**5-Repita** la etapa 4 para el siguiente escudo. En esta etapa, resulta muy difícil mantener el chupete Clipp® en la boca, y el propio niño lo va abandonando poco a poco. Espere 7 días y, a continuación, proceda a la etapa 6 descrita a continuación.

6-Acople el siguiente escudo (quinto) utilizando el mismo método. El niño ya no puede utilizar el chupete, está «bloqueado», pero puede conservarlo para dormir como hace con un peluche, o decidir tirarlo para marcar oficialmente que se acabó para siempre.

¡Enhorabuena! Ha finalizado la deshabitación, ¡ha sido un éxito!

**Cuando se utilizan varios dispositivos Clipp® a la vez: las etapas 1 a 6 de las instrucciones de uso deben realizarse al mismo tiempo en todos los chupetes.**

Desde el punto de vista ortodántico así como para este chupete de deshabitación, recomendamos intentar limitar el uso del chupete a momentos concretos como la hora de dormir, durante la siesta o cuando tenga un gran disgusto, por ejemplo. Su uso no debe ser sistemático, ya que de ello depende la deshabitación total.

Si el chupete provoca un reflejo de náusea antes de los 3 años, se puede añadir de inmediato el primer escudo para reducir la longitud de la tetina, (etapas 1 + 2). Si su hijo tiene tendencia a morderse y dañar los chupetes, hay riesgo de que haga lo mismo con el chupete Clipp®. Puede concienciar al niño y disponer de un segundo kit para completar el proceso de deshabitación.

**¡ATENCIÓN!** Antes de cada uso, examine cuidadosamente el chupete y tire de él en todas direcciones. A la mínima señal de deterioro o fragilidad, deséchelo. Un adulto debe controlar regularmente que la tetina no presente daños y que los enganches que sujetan los escudos no estén rotos.

No debe ser posible retirar los escudos una vez que estén correctamente acoplados.

Si su hijo acaba un día con el chupete entero en la boca, sobre todo NO ENTRE EN PÁNIC: el chupete no se puede tragar, su fabricación es tal que no representa un peligro para su hijo. Retire el chupete con gran precaución.

No lo lave en lavavajillas, no lo desinfecte en olla a presión, riesgo de daños materiales causados por los detergentes o por un calentamiento irregular. No exponga un chupete directamente a la luz solar o al calor, ni lo sumerja en un producto desinfectante («solución de esterilización») durante más tiempo del recomendado, ya que podría fragilizarlo. No lo deje en remojo en alimentos azucarados o soluciones médicas, ¡puede provocar caries o daños materiales!

**Lave el dispositivo regularmente con agua caliente durante toda la fase de deshabitación, puede utilizar un cepillito para limpiar entre los escudos.**

**Para la seguridad de su hijo ¡ADVERTENCIAS!**
El producto no debe atarse al cuello, nunca lo ate a cuerdas, cintas, cordones o prendas flojas. Utilice una cadena para chupetes solo en caso de necesidad, cuide que cumpla con la reglamentación en vigor (norma UNE-EN 12586), la longitud máxima será de 22 cm, inunca alargue la cadena para chupetes! No coloque un peluche en el chupete para limitar las fuerzas ejercidas sobre los dientes y limitar así las maloclusiones.

Producto CE - los 6 componentes están certificados 0% BPA (bisfenol A) conforme a la normativa vigente - a partir de 2 años.
El chupete solo (pieza principal) tiene certificado de conformidad con:
UNE EN 1400/2013 +A2:2018 Artículos de puericultura. Chupetes para bebés y niños pequeños. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 71-3:2019 +A1:2021 Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de ciertos elementos.
REGLAMENTO (CE) n.º 1907/2006 (REACH) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, incluidas sus modificaciones.
dispositivo distribuido por: Biomimétik 2 bis rue des Marettes 28320 Ymeray
notice v7 11.2023
Recomendación del instituto alemán de evaluación de riesgos - Recomendación XV, silicóna



## IT - Istruzioni per l’uso Clipp®

**ATTENZIONE** il dispositivo di svezzamento Clipp® non deve essere utilizzato su un succhietto diverso da quello fornito nel kit e certificato compatibile.
**LEGGERE ATENTAMENTE LE ISTRUZIONI.**

CLIPP® è un dispositivo medico CE per la prevenzione ortodontica a partire dai 2 anni, senza BPA (bisfenolo A), composto da un succhietto e 5 scudi identici, tutti questi 6 elementi sono destinati allo svezzamento completo dal succhietto in 30 giorni (minimo). Si basa sul principio delle fasi per uno svezzamento dolce, al ritmo del bambino e senza possibilità di inversione. Seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito.

**Il dispositivo CLIPP® è composto da:** 1 succhietto, 5 scudi (identici) per lo svezzamento e istruzioni dettagliate.

**Indicazioni terapeutiche:** questo dispositivo è destinato ai bambini che mostrano segni di dipendenza dal succhietto o i cui genitori desiderano interromperne l’uso. Può essere utilizzato a partire dai 2 anni, consigliato nel periodo ideale intorno ai 3 anni e fortemente consigliato in caso di suzione tardiva non nutritiva dopo i 3 anni e mezzo.

**Controindicazioni:** Il succhietto Clipp non deve essere masticato. Se il bambino mastica il succhietto, esiste un forte rischio di danneggiare l'apparecchio che non è adatto a questo uso (destinato alla suzione tardiva). Si consiglia di proporre oggetti da masticare più idonei oppure una valutazione oro-mio-funzionale per individuare l’origine del problema.

**Modo d’uso:** Per ciascuna delle fasi successive si può raddoppiare il tempo consigliato, se necessario, a seconda del ritmo del bambino o semplicemente rallentare in alcuni passaggi rispettando un massimo complessivo di 60 giorni.



**ATTENZIONE TUTTI I PASSAGGI (da 1 a 6) DEVONO ESSERE ESEGUITI E CONTROLLATI DA UN ADULTO.**

Per la sicurezza del bambino: una volta agganciati gli scudi non si smontano più.
1-Lavare in acqua calda i 6 elementi prima dell’uso: il succhietto e i 5 scudi per lo svezzamento, (tutti identici)

Sostituire il/i succhietto/i del bambino con il/i succhietto/i Clipp® da solo/i SENZA il dispositivo per lo svezzamento (senza scudo), quindi attendere 2 o 3 giorni per passare al passaggio 2 di seguito.

Il succhietto è un succhietto simile agli altri succhietti in commercio ma è imperativo eliminare tutti gli altri succhietti a disposizione del bambino. Si consiglia inoltre di eliminare tutte le fonti di suzione come biberon, copertina e altro per non compromettere lo svezzamento.

**2-Aggiungere** il primo scudo(per questo primo, non vi è nessun senso ma si dovrà seguire un senso a partire dal seguente)

È importante agganciare saldamente LE 3 CLIP del primo scudo al succhietto di base. Il succhietto + lo scudo 1 formano un insieme non smontabile la cui bocchetta di suzione è più corta di circa 4 mm. Questo insieme consentirà l’inizio della fase di svezzamento. Attendere 7 giorni, quindi procedere al passaggio 3 riportato di seguito.

**3-Aggiungere** il secondo scudo **ATTENZIONE: RISPETTARE IL SENSO!** Guardare il disegno sul retro o il video collegato: QR Code.

È importante agganciare correttamente le 3 clip del secondo scudo nei 3 fori ROTONDI disponibili del scudo precedente. Il succhietto + gli scudi 1 e 2 formano un insieme non smontabile comprendente la bocchetta di suzione che è un po’ più corta. Attendere almeno 7 giorni, quindi procedere al passaggio 4 di seguito.

**4-Aggiungere** lo scudo successivo seguendo lo stesso principio al ritmo del bambino. **ATTENZIONE AL SENSO** vedere il disegno sul retro/ È importante agganciare correttamente le 3 clip di questo nuovo scudo nei 3 fori ROTONDI disponibili del scudo precedente già in sede. Il succhietto + gli scudi formano un nuovo insieme non smontabile, riducendo sempre di più la bocchetta di suzione. Attendere almeno 7 giorni, quindi passare al passaggio 5 riportato di seguito (prendersi il tempo necessario, il passaggio successivo è più difficile per il bambino, è importante procedere al suo ritmo).

**5-Ripetere** il passaggio 4 per lo scudo successivo. In questa fase il succhietto Clipp® diventa molto complicato da tenere in bocca, il bambino lo abbandona gradualmente da solo. Attendere 7 giorni, quindi procedere al passaggio 6 riportato di seguito.

**6-Fissare** l’ultimo scudo (quinto) secondo lo stesso principio. Il bambino non può più usare il succhietto, è “bloccato”, ma può tenerlo per dormire alla stregua di un peluche oppure decidere di buttarlo per segnare ufficialmente la fine definitiva.

Congratulazioni! Lo svezzamento è finito, è stato un successo!

**In caso di utilizzo simultaneo di diversi dispositivi Clipp®: i passaggi da 1 a 6 delle istruzioni devono essere eseguiti contemporaneamente su tutti i succhietti.**

Da un punto di vista ortodontico oltre che per questo succhietto per lo svezzamento, consigliamo di limitare l’uso del succhietto a momenti specifici come ad esempio prima di andare a dormire, durante un pisolino o durante grandi tristezze. L’uso non deve essere sistematico, la sospensione completa dipende da questo.

In caso di riflesso di nausea prima dei 3 anni, è possibile aggiungere immediatamente il primo scudo per ridurre la lunghezza della bocchetta di suzione (fasi 1 + 2). Se il bambino tende a masticare e danneggiare i succhietti, rischia di fare lo stesso con il succhietto Clipp®. Si può sensibilizzare il bambino e fornirgli un secondo kit per poter completare lo svezzamento.

**ATTENZIONE!** Prima di ogni utilizzo, esaminare attentamente il succhietto e tirarlo in tutte le direzioni. Gettarlo al minimo segno di deterioramento o fragilità. È necessario il controllo regolare da parte di un adulto della non presenza di danni alla bocchetta di suzione e che le clip che tengono in posizione gli scudi non siano rotte.

**Gli scudi non devono poter essere rimossi una volta installati correttamente.**

Se un giorno il bambino dovesse avere in bocca l’intero succhietto, **NON FARSI PRENDERE DAL PANICO!** il succhietto non può essere ingoiato, è fabbricato in modo da non costituire un pericolo per il bambino. Rimuovere il succhietto con molta attenzione.

Non lavare in lavastoviglie, non disinfettare in pentola a pressione, rischio di danni materiali dovuti a detersivi o riscaldamento irregolare. Non esporre il succhietto direttamente alla luce solare o al calore e non lasciarlo in un prodotto disinfettante («soluzione di sterilizzazione») per un tempo superiore a quello consigliato poiché questo potrebbe indebolire il succhietto. Non immergere in prodotti alimentari zuccherati o soluzioni mediche, rischio di carie e/o danni materiali!

**Lavare regolarmente il dispositivo con acqua calda durante tutta la fase di svezzamento, è possibile utilizzare un piccolo scoverlino per biberon per pulire la zona tra gli scudi.**

-----
**Per la sicurezza del bambino AVVERTENZE!**
Il prodotto non deve essere legato al collo, non fissarlo mai a corde, nastri, lacci o capi di abbigliamento larghi. Solo se necessario, utilizzare un’attacca succhietto, assicurarsi che sia conforme alle normative in vigore (norma EN 12586), di 22 cm al massimo, non allungare mai l’attacca succhietto! Evitare di attaccare un peluche al succhietto per limitare le forze esercitate sui denti e limitare così la malocclusione.

-----
Prodotto CE - tutti i 6 elementi sono certificati 0% BPA (bisfenolo A) secondo le normative vigenti - a partire dai 2 anni.
Il solo succhietto (elemento principale) è certificato conforme:
DIN EN 1400/2013 +A2:2018 Articoli per puericultura - Succhietto per neonati e bambini piccoli - Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova.
DIN EN 71-3:2019 +A1:2021 Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi.
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, comprese le sue modifiche.
dispositivo distribuito da: Biomimétik 2 bis rue des Marettes 28320 Ymeray
istruzioni v7 11.2023
Raccomandazione dell’Istituto tedesco per la valutazione dei rischi - Raccomandazione XV, silicóna



## PT - Instruções de utilização Clipp®

**ATENÇÃO** o dispositivo de desmame Clipp® não deve ser utilizado em nenhuma chupeta que não seja a fornecida no kit e certificada como compatível.
**LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**


O CLIPP® é um dispositivo médico CE sem BPA (bisfenol A) para a prevenção ortodôntica a partir dos 2 anos de idade, composto por uma chupeta e 5 escudos idénticos. Estes 6 elementos foram concebidos para permitir o desmame completo da chupeta no prazo de 30 dias (mínimo). Baseia-se no princípio das etapas para um desmame suave ao ritmo da criança, sem retrocesso. Siga atentamente o modo de utilização abaixo descrito.

**O dispositivo CLIPP® é composto por:** 1 chupeta, 5 escudos de desmame (idênticos) e instruções detalhadas.

**Indicações terapêuticas:** este dispositivo destina-se a crianças que apresentem sinais de dependência da chupeta ou cujos pais desejem interromper o uso de chupetas. Pode ser utilizado a partir dos 2 anos, sendo recomendado no período ideal por volta dos 3 anos e fortemente recomendado em caso de sucção tardia não nutritiva após os 3 anos e meio.

**Contra-indicações:** As chupetas Clipp não devem ser mordidas. Se a criança morder a chupeta, existe um elevado risco de danificar o dispositivo, que não é adequado para este fim (destinado à sucção tardia). Recomendamos que se ofereçam à criança objetos de mastigação mais adequados ou que se faça um exame oro-mio-funcional para descobrir a causa do problema.

**Modo de utilização:** Para cada uma das etapas seguintes, pode duplicar o tempo recomendado, se necessário, em função do ritmo do seu filho, ou simplesmente reduzir o ritmo em certas etapas, até um máximo global de 60 dias.



**ATENÇÃO: TODAS AS ETAPAS (de 1 a 6) DEVEM SER REALIZADAS E CONTROLADAS POR UM ADULTO.**

**Lave regularmente o seu filho:** uma vez fixado, o escudo não pode ser removido.

1-Antes da utilização, lave as 6 peças em água quente: a chupeta e os 5 escudos de desmame, (todos idénticos)
Substitua a(s) chupeta(s) da criança pela(s) chupeta(s) Clipp® apenas SEM o dispositivo de desmame (sem o escudo) e aguarde 2 a 3 dias antes de passar à etapa 2 abaixo.

A chupeta é idêntica às outras chupetas disponíveis no mercado, mas é essencial retirar todas as outras chupetas à disposição da criança. É também aconselhável eliminar todas as fontes de sucção, como biberões, peluches, etc., para não comprometer o processo de desmame.

**2-Coloque** o primeiro escudo (não existe um sentido específico para este primeiro escudo, mas haverá um sentido a respeitar a partir do escudo seguinte)

É importante certificar-se de que OS 3 CLIPES do primeiro escudo ficam bem encaixados na chupeta de base. A chupeta + o escudo 1 formam uma unidade não desmontável, cuja extremidade de sucção é cerca de 4 mm mais curta. Este conjunto vai permitir iniciar a fase de desmame. Aguarde 7 dias e depois passe à etapa 3 abaixo.

**3-Coloque** o segundo escudo **ATENÇÃO: DEVE RESPEITAR O SENTIDO!** Ver o desenho no verso ou o vídeo no link: Código QR.

É importante certificar-se de que os 3 cliques do segundo escudo ficam bem encaixados nos 3 orifícios REDONDOS existentes no escudo anterior. A chupeta + os escudos 1 e 2 formam uma unidade não desmontável, cuja extremidade de sucção é ligeiramente mais curta. Aguarde, no mínimo, 7 dias e depois passe à etapa 4 abaixo.

**4-Coloque** o escudo seguinte respeitando o mesmo princípio, ao ritmo da criança. **PRESTE ATENÇÃO AO SENTIDO** ver o desenho no verso / É importante certificar-se de que os 3 cliques deste escudo ficam bem encaixados nos 3 orifícios REDONDOS existentes no escudo anterior, já instalada. A chupeta + os escudos formam uma nova unidade não desmontável, cuja extremidade de sucção é ainda mais curta. Aguarde, no mínimo, 7 dias e depois passe à etapa 5 abaixo (não tenha pressa, a etapa seguinte é mais difícil para a criança, por isso é importante avançar ao seu próprio ritmo).

**5-Repita** a etapa 4 para o escudo seguinte. Nesta etapa, torna-se muito difícil manter a chupeta Clipp® na boca, e a criança acaba por a abandonar gradualmente. Aguarde 7 dias e depois passe à etapa 6 abaixo.

**6-Fixe** o último escudo (quinto) respeitando o mesmo princípio. A criança deixa de poder utilizar a chupeta, que fica «bloqueada», mas pode guardá-

la para dormir como se fosse um peluche ou decidir deixá-la fora para oficializar o fim deste hábito.

Muitas parabéns! O desmame está concluído, foi um sucesso!

**Se forem utilizados vários dispositivos Clipp® em simultâneo: as etapas de 1 a 6 do modo de utilização devem ser executadas ao mesmo tempo em todas as chupetas.**

Do ponto de vista ortodóntico, bem como para esta chupeta de desmame, aconselhamos que tente limitar a utilização da chupeta a momentos específicos, como a hora de dormir, a hora da sesta ou em situações de grande desconforto, por exemplo. A utilização não deve ser sistemática, pois o desmame completo depende disso.

Em caso de reflexo do vômito antes dos 3 anos, o primeiro escudo pode ser colocado imediatamente para reduzir o comprimento da extremidade de sucção (etapas 1 + 2). Se o seu filho tiver tendência a morder e danificar as chupetas, corre o risco de fazer o mesmo com a chupeta Clipp®, neste caso pode sensibilizar a criança para este facto e prever um segundo kit para poder concluir o desmame.

**ATENÇÃO!** Antes de cada utilização, examine cuidadosamente a chupeta e puxe-a em todas as direções. Deite-a fora ao mais pequeno sinal de deterioração ou fragilidade. O adulto deve certificar-se regularmente de que a extremidade de sucção não está danificada e de que os cliques que fixam os escudos não estão partidos.

Não deve ser possível remover os escudos depois de terem sido corretamente instalados.

Se, por acaso, um dia acontecer que o seu filho ponha a chupeta inteira na boca, sobretudo **NÃO ENTRE EM PÂNICO** - a chupeta não pode ser engolida, foi fabricada de forma a não constituir um perigo para o seu filho. Retire a chupeta com muito cuidado.

Não a lave na máquina de lavar louça, nem a desinfecte na panela de pressão, pois corre o risco de sofrer danos materiais devido aos detergentes ou ao aquecimento irregular. Não exponha a chupeta à luz solar direta ou ao calor, nem a deixe mergulhada num desinfectante («solução de esterilização») durante mais tempo do que o recomendado, pois isso pode deteriorar a chupeta. Não deixe a chupeta mergulhada em alimentos açucarados ou soluções médicas, pois isso pode provocar cáries e/ou danos materiais!

**Lave regularmente o dispositivo em água quente ao longo de toda a fase de desmame; pode utilizar um pequeno escovilhão para limpar os intervalos entre os escudos.**

-----
**Para a segurança do seu filho AVISOS!**
O produto não deve ser pendurado à volta da pescoço e nunca deve ficar preso a cordões, fitas, atacadores ou peças de roupa largas. Utilize um clipe de chupeta apenas em caso de necessidade, certifique-se de que está em conformidade com a regulamentação em vigor (norma EN 12586) e de que não excede 22 cm de comprimento, nunca aumente o comprimento do clipe de chupetas! Evite prender um peluche à chupeta para minimizar as forças exercidas sobre os dentes e limitar assim as más oclusões.

-----
Prduto CE - os 6 componentes estão certificados 0% BPA (bisfenol A) em conformidade com a regulamentação em vigor - a partir dos 2 anos.
Apenas a chupeta (elemento principal) está certificada em conformidade com:
DIN EN 1400:2013 +A2:2018 Artigos de puericultura - Chupetas para bebés e crianças pequenas - Requisitos de segurança e métodos de ensaio.
DIN EN 71-3:2019 +A1:2021 Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de determinados elementos.
REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006 (REACH) do Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de dezembro de 2006, incluindo as suas alterações.
dispositivo distribuído por: Biomimétik 2 bis rue des Marettes 28320 Ymeray
folheto v7 11.2023
Recomendação do Instituto Alemão de Avaliação de Riscos - Recomendação XV, silicóna

